

专为适应现实生活而设计



史蒂芬：户外及房车教练，我们露营的时候经常是坑洼不平的地面，我曾经很担心摔倒，但有了科耐智能仿生踝，我就不用再担心了。我可以踩在水里来发动船，科耐让我轻松享受和完成我的生活，我很喜欢它。有了它，我感觉我又完整了。



迈克，已退休的摄影师：我喜欢科耐智能仿生踝，它可以让我重新找回我的生活，我可以做我以前做不到的事情，比如徒步旅行、钓鱼和骑自行车，属于我的生活又回来了。作为一个摄影师，有了科耐，我可以去一些以前无法去的地方，而且它能让我满怀信心地去那些地方，我感觉自己能做任何事情。



拉明，物业经理，科耐智能仿生踝帮助我改变了整个生活质量。通过智能踝关节，你可以拥有完美而自然的动作，同时会减轻对膝关节的压力和冲击，在结束了一天的工作后，我感到不那么疲劳了，我身体的舒适性比以往任何时候都好了十倍。



艾伦，牧场主，科耐智能仿生踝支持我走在不平的地面上，对此我非常有信心，我不担心摔倒，我也不必太注意我在做什么，我可以专注于照顾动物等牧场的日常工作，并过着我正常的生活。

脚板选择方法如下：

1 所需的患者信息

- 病人体重
- 脚尺寸（24-30厘米）
- 结构高度是否合适（见结构高度表）右或左
- 人字分趾脚趾/标准脚趾

足部尺寸	结构高度
24-25厘米	184毫米
26-28厘米	186毫米
29-30厘米	186毫米

2 级别选择

体重（公斤）	低活动水平	中等活动水平
44-52	1	1
53-59	1	2
60-68	2	3
69-77	3	4
78-88	4	5
89-100	5	6
101-116	6	7
117-125	7	

3 完整的脚板编号

F14-N2-0 A -

脚 芯

级别 (1-7) 尺寸 (24-30厘米) 普通分趾或人字分趾
RU-普通分趾
SR-人字分趾右脚
SL-人字分趾左脚

FTC- K-1 4-

脚 套

第2或3代 尺寸 (24-30厘米) 颜色
L-浅肤色
M-肤色
D-黑色

分趾
R-普通分趾
L-人字分趾

L-左脚
R-右脚

关注并解决截肢者的困难

福瑞达产品的每次创新都旨在和患者、医生以及假肢技师共同合作，开发出优秀的假肢产品。这些创新和解决方案包括技术创新、服务、培训、教育资源和咨询支持，共同来确保用户的满意。

与我们联系

宝泰欧（北京）假肢矫形器商业有限责任公司
地址：北京市朝阳区管庄1号北岛写字楼1层
电话：010 6547 6760
传真：010 6547 6769
网址：www.proteor.com.cn



专为适应现实生活而设计



FREEDOM
KINNEX 2.0



专为适应现实生活而设计

科耐智能仿生踝结合了反应快速的微电脑控制踝/足技术以及碳纤材料，为步行者提供他们期望的稳定性，使患者无论是在平坦还是崎岖的地形中，都能感受到无法比拟的地面适应度。Kinnex2.0在此基础上改进了液压系统的设计，改善优化了用户体验。



专为适应 现实生活而设计

- ✓ 微电脑控制使脚板在第一步内无缝调整从而适应地面坡度变化。
- ✓ 跟高调整能力，解决了不方便换不同鞋子的烦恼，防水防尘功能使你从容应对各种环境。
- ✓ 全脚板采用无螺栓设计从而优化了储/释能效果。
- ✓ 全尺寸碳纤维龙骨及足底板。



先进的微处理器控制屈曲阻尼，这有助于在地形及行走节奏变化时优化稳定性



0-5厘米的跟高调节范围，使你可以赤脚，也可以任意更换不同鞋子。并允许用户编程，可以自动适应多达100多双鞋



30°的踝部活动范围，提供最大20°跖屈以及10°背屈



光滑的卷边工艺
全脚板采用无螺栓设计从而优化了储/释能效果，并获得优越舒适性

Discover Kinnex 2.0



手动锁按键
既可以通过APP也可通过按键控制



低电量显示功能
随时掌握电量情况



新的校准设置功能
在需要校准的过程中，踝关节自动锁定在中间位置

患者和技师可以通过APP监测活动及步态情况，还可生成报告，便于分析和改善患者的步态习惯



全长足底碳板提供了最佳的稳定性

通过防水IP67级认证
可以短时间浸入水中

欢迎关注宝泰欧公众号

