

矫形器



产品编号	产品名称	规格	
<p>膝关节内侧免负荷定制矫形器具有独一无二的双重效果：牵拉 / 旋转，从而限制了内侧膝关节腔的压力；快速、有效且持续地环节疼痛，无副作用；重新恢复日常生活，提高生活质量；ODRA 矫形器通过取型和矫形器师操作定制而成</p>			DYNAMIC WALK
2KF111	DYNAMIC WALK 动态碳纤踝足矫形器	双侧单 +D612:D624 杆	
2KF1113	DYNAMIC WALK 动态碳纤踝足矫形器	加宽双侧单杆	
2KF113	DYNAMIC WALK 动态碳纤踝足矫形器	单侧（内）	
2KF114	DYNAMIC WALK 动态碳纤踝足矫形器	单侧（外）	
2KF117	DYNAMIC WALK 动态碳纤踝足矫形器	双侧双杆	
2KF110	DYNAMIC WALK 嵌入鞋内型	双侧杆	
2KF0238S	DYNAMIC WALK 组件式垂直动态碳纤踝足矫形器		
2KF0238D	DYNAMIC WALK 组件式辅助背屈动态碳纤踝足矫形器		
2KF700100	DYNAMIC WALK 足下垂矫形器系列专用免压垫和搭扣		
<p>膝关节内侧免负荷定制矫形器具有独一无二的双重效果：牵拉 / 旋转，从而限制了内侧膝关节腔的压力；快速、有效且持续地环节疼痛，无副作用；重新恢复日常生活，提高生活质量；ODRA 矫形器通过取型和矫形器师操作定制而成</p>			DYNAMIC WALK
2H200-D	ODRA 膝关节内侧免负荷定制矫形器	右侧膝关节	
2H200-G	ODRA 膝关节内侧免负荷定制矫形器	左侧膝关节	

F.C.P. 膝踝足碳纤：矫形器是组件式 KAFO (膝踝足) 定制矫形器，用碳纤材料制成；它既具有可以保护生理关节的柔韧性，又具有足够强度防止在使用过程中中断；其组件式设计			
FCP	F.C.P. 膝踝足碳纤矫形器		
膝铰链：与碳纤或铝合金支条配合使用，用胶（产品型号 XC062）固定；与支条连接处两侧带有螺丝，可进行 $\pm 5^\circ$ 微调（自由活动 and 棘爪锁膝铰链系列）			膝铰链
2K143	自由活动不锈钢膝铰链，与支条连接处两侧带有螺丝，可进行 $\pm 5^\circ$ 微调	16 x 4mm 轴直径 29mm	
2K144	自由活动不锈钢膝铰链，与支条连接处两侧带有螺丝，可进行 $\pm 5^\circ$ 微调	18 x 5mm 轴直径 29mm	
2K145	自由活动不锈钢膝铰链，与支条连接处两侧带有螺丝，可进行 $\pm 5^\circ$ 微调	22 x 6mm 轴直径 32mm	
2K147	自由活动不锈钢膝铰链，与支条连接处两侧带有螺丝，可进行 $\pm 5^\circ$ 微调	20 x 5mm 轴直径 29mm	
2K140	不锈钢棘爪锁膝铰链，可进行 $\pm 5^\circ$ 微调	16 x 4mm	
2K141	不锈钢棘爪锁膝铰链，可进行 $\pm 5^\circ$ 微调	18 x 5mm	
2K142	不锈钢棘爪锁膝铰链，可进行 $\pm 5^\circ$ 微调	22 x 6mm	
2K146	不锈钢棘爪锁膝铰链，可进行 $\pm 5^\circ$ 微调	20 x 5mm	

2K81	不锈钢落环锁膝铰链 - 右侧	16 x 4mm	
2K82	不锈钢落环锁膝铰链 - 左侧	16 x 4mm	
2K83	不锈钢落环锁膝铰链 - 右侧	18 x 5mm	
2K84	不锈钢落环锁膝铰链 - 左侧	18 x 5mm	
2K85	不锈钢落环锁膝铰链 - 右侧	20 x 5mm	
2K86	不锈钢落环锁膝铰链 - 左侧	20 x 5mm	
2K113	轴后置膝铰链 左侧	18 x 5mm	
2K114	轴后置膝铰链 右侧	18 x 5mm	
2H112	铝镁合金落环锁膝铰链, 球型落环锁自动锁定, 或自由活动; 导角设计保护衣服	专为 14 岁以下 儿童设计 重量 330g	
2J101	铝合金落环锁膝铰链	支条尺寸 20 x 5mm	

2M135	铝合金支条套件, 包括 2 根大腿和 2 根小腿支条	16 x 4mm		
2M136	不锈钢支条套件, 包括 2 根大腿和 2 根小腿支条	16 x 4mm		
2M145	铝合金支条套件, 包括 2 根大腿和 2 根小腿支条	18 x 5mm		
2M146	不锈钢支条套件, 包括 2 根大腿和 2 根小腿支条	18 x 5mm		
2M155	铝合金支条套件, 包括 2 根大腿和 2 根小腿支条	22 x 6mm		
2M07	不锈钢支条套件, 包括 2 根大腿和 2 根小腿支条	20 x 5mm 用于 2K146		
2M01	铝合金支条套件, 包括 2 根大腿和 2 根小腿支条	16 x 4mm		
2M03	铝合金支条套件, 包括 2 根大腿和 2 根小腿支条	18 x 5mm		
2M05	铝合金支条套件, 包括 2 根大腿和 2 根小腿支条	20 x 5mm		
2C132	自由活动踝铰链 (双侧垂直)	16 x 4mm 18 x 5mm		
2C133	自由活动踝铰链 (外侧垂直、内侧弧形)	16 x 4mm 18 x 5mm		
2C146	自由活动踝铰链 (双侧垂直)	22 x 6mm		

2C147	自由活动踝铰链 (外侧垂直、内侧弧形)	22 x 6mm	
2C134	单向控制踝铰链 (双侧垂直)	16 x 4mm 18 x 5mm	
2C135	单向控制踝铰链 (外侧垂直、内侧弧形)	16 x 4mm 18 x 5mm	
2C136	单向控制踝铰链 (外侧垂直、内侧弧形)	16 x 4mm 18 x 5mm	
2C148	单向控制踝铰链 (双侧垂直)	16 x 4mm 18 x 5mm	
2C149	单向控制踝铰链 (外侧垂直、内侧弧形)	22 x 6mm	
2C150	单向控制踝铰链 (外侧垂直、内侧弧形)	22 x 6mm	
2C137	(双侧垂直)	16 x 4mm 18 x 5mm	
2C138	双向控制踝铰链 (外侧垂直、内侧弧形)	16 x 4mm 18 x 5mm	
2C151	双向控制踝铰链 (双侧垂直)	22 x 6mm	
2C152	双向控制踝铰链 (外侧垂直、内侧弧形)	22 x 6mm	

产品编号	产品名称	规格	
<p>AFLEX 弹性踝铰链：专为制作 AFO（踝足矫形器）而设计：建议用于夜间使用；富有弹性，改善严重痉挛病人的舒适度；由于踝关节可以活动，从而使矫形器具有很好的拉力</p>			<p>AFLEX 弹性踝铰链</p>
2C131	AFLEX 弹性踝铰链	儿童	
2C131-P	AFLEX 弹性踝铰链	<2 岁	
2C130	AFLEX 弹性踝铰链	成人	
2C160	AFLEX 加强型弹性踝铰链	成人	
2C161	AFLEX 加强型弹性踝铰链	儿童	
2C162-90	AFLEX 背屈控制加强型弹性踝铰链：成人	硬度 90 邵	
2C162-80	AFLEX 背屈控制加强型弹性踝铰链：成人	硬度 80 邵	
2C162-70	AFLEX 背屈控制加强型弹性踝铰链：成人	硬度 70 邵	

2C163-90	AFLEX 背屈控制加强型弹性踝铰链: 儿童;	硬度 90 邵	
2C163-80	AFLEX 背屈控制加强型弹性踝铰链: 儿童;	硬度 80 邵	
2C163-70	AFLEX 背屈控制加强型弹性踝铰链: 儿童;	硬度 70 邵	

RGO 支具

RGO 为由于下半身功能完全或部分丧失，无法站立和 / 或行走的截瘫患者提供站立和 / 或移动的矫形解决方案；所有设计都可以与内部或外部 KAFO 一起使用；应用：儿童到成人

IrGo®	Isocentric RGO (irgo)		
-------	-------------------------	--	--

里昂矫形器

4C98	里昂矫形器套件	青少年	
4C99	里昂矫形器套件	儿童	

SIDO 儿童坐姿椅

作为附件安装在一个标准器具上；该治疗工具给予体姿方案开发所需的自由运动，同时确保矫形坐姿位置，提供座椅靠背垂直调节；能够进行水平面平移和屈曲 / 伸展调整；还可以进行运动方向和硬度调整

SIDO 儿童坐姿椅
套件

9Z017-CS

儿童坐姿椅全套件 S 号、主题结构、锁具和缓冲支架

碳纤龙骨

9Z009-CM

儿童坐姿椅全套件 M 号，主题结构锁具和缓冲支架

碳纤龙骨

9Z018-CL

儿童坐姿椅全套件 L 号，主题结构锁具和缓冲支架

碳纤龙骨



软性护具



产品编号	产品名称	规格	
颈托			
401CL	软性颈托	碳纤龙骨	
403CL	半硬性颈托	碳纤龙骨	
402CL	可调半硬性颈托	碳纤龙骨	
软性围腰			
200FV	带有 4 根金属支条的半硬性支撑垫围腰	尺寸 S 到 XXL	
202FV	半硬性保护结构高围腰	尺寸 S 到 XXL	
203FV	带聚合凝胶垫围腰	尺寸 S 到 XXL	

480FV	带聚合凝胶垫围腰	尺寸均码	
700FV	弹性纤维腰骶椎带	尺寸 S 到 XXL	
701FV	弹性纤维腰骶椎带	尺寸 S 到 XXL	
704FV	弹性纤维高围腰	尺寸 S 到 XXL	
705FV	弹性纤维高围腰	尺寸 S 到 XXL	
707FV	弹性纤维背姿矫正带	尺寸 S 到 XXL	
721CH	透气背部支撑支具	尺寸 S 到 XXL	

280FV	透气弹性织物围腰	尺寸 S 到 XXL	
500FV	透气氯丁橡胶材料保暖围腰	尺寸均码	
870FV	安哥拉毛保暖围腰	尺寸 S-M-L	
软性护肩			
877HM	安哥拉毛保暖护肩	尺寸 S-M-L	
420CH	锁骨带	尺寸 S-M-L	
430CH	固定快捷肩部固定护具	尺寸均码	
543CD	透气氯丁橡胶材料保温护肩	尺寸 S 到 XL	

软性护肘

210CD	3D 压力调整织物护肘	尺寸 S 到 XL	
282CD	透气弹性织物护肘	尺寸 S 到 XL	
872CD	安哥拉毛保暖护肘	尺寸 S-M-L	
541CD	透气保暖护肘	尺寸均码	
442CD	网球肘护具	尺寸均码	
205MN 左 206MN 右	带手掌弹性腕掌护具	尺寸 S 到 XL	
450MN	透气弹性纤维腕部	尺寸均码	

软性护腕

455MN	透气前臂固定护具	尺寸均码	
730MN 左 731MN 右	透气弹性纤维掌部固定护腕	尺寸 S 到 XL	
725MN	透气弹性纤维拇指固定护腕	尺寸 S 到 XL	
512MN	透气腕掌护具	尺寸 S 到 XL	
513MN 左 514MN 右	透气腕部和拇指带硬性支条护腕	尺寸 S 到 XL	
518MN	透气腕掌护具	尺寸均码	
485MN	带有热敷 / 冷敷垫运动护腕	尺寸均码	
285MN	超弹性织物护腕	尺寸 S 到 XL	

286MN	带掌部硬性支撑腕掌护具	尺寸 S 到 XL	
875MN	安哥拉毛保暖护腕	尺寸 S-M-L	
护膝与大腿护具			
235RD	加强型弹性护膝	尺寸 S 到 XL	
236RD	铰链式弹性护膝	尺寸 S 到 XL	
483RD	开放式运动护膝	尺寸均码	
440RD	膝关节夹具	尺寸 S-M-L	
525RD	透气氯丁橡胶材料开口式护膝	尺寸 S 到 XL	
535RD	透气氯丁橡胶材料加强型通用护膝	尺寸 S 到 XL	

582RD	加强型开放式护膝	尺寸 S 到 XL	
283RD	弹性护膝	尺寸 S 到 XL	
873RD	安哥拉毛保暖护膝	尺寸 S-M-L	
883RD	轻度压力弹性护膝	尺寸 S 到 XL	
539RD	髌骨带	尺寸均码	
887ML	弹性大腿护围	尺寸 S 到 XL	
888PR	弹性小腿护围	尺寸 S 到 XL	
915PT	塑身蹬车裤	尺寸 S 到 XL	

250TB 251TB	加强型弹性护踝	尺寸 S 到 XL	
284TB	弹性护踝	尺寸 S 到 XL	
874TB	安哥拉毛保暖护踝	尺寸 S-M-L	
484TB	带有热敷 / 冷敷垫运动护踝	尺寸均码	
551TB	透气保温护踝	尺寸 S 到 XL	
552TB	透气保温带支条护踝	尺寸 S 到 XL	
儿童护具			
401CI	儿童软颈托	尺寸均码	
420CI	儿童肩胛骨固定带	尺寸 XXS, XS	

430CI	肩肘固定支具	尺寸 XXS, XS	
435CI	肩固定支具	尺寸 XXS, XS	
282CI	儿童护肘	尺寸 XXS, XS	
285MI	儿童护腕	尺寸 XXS, XS	
440RI	儿童膝关节固定支具	尺寸 XXS, XS	
283RI	儿童护膝	尺寸 XXS, XS	
284TI	肩固定支具	尺寸 XXS, XS	