



宝泰欧




PROTEOR


设备






假肢矫形器计算机辅助设计系统 CAD/CAM

产品编号	产品名称	规格	图片
Orten3Dcam	Orten3Dcam APP 扫描 (适用于 Structure Sensor 扫描仪 + iPad Pro 10.5 寸)	App 可同时管理 30 个扫描结果、可做笔记、可拍几张照片、可发送电子邮件, 可以通过技师手工测量生成模型	
Flyshape	Flyshape 便携式修型系统	内置多种模块, 通过手指滑动 iPad 屏幕, 修改模型, 即可完成对矫形器的修型操作, 极为简便、便携。Flyshape 软件的用户可以通过认证收费培训另外激活 Smartist 附加功能, 从而能够将脊柱骨骼模型可视化。	
Ortenshape	ORTENSHAPE 假肢矫形器计算机辅助修型软件	假肢矫形器专用修形软件: 软件自身能够准确处理每个模型形状, 因而达到完整定制假肢矫形器阳型或阴性; 开放式软件; 全中文界面及菜单	
ORTEN FLEX	奥腾灵活型: 可以从奥腾系列的所有软件中获益: Orten3DCAM + OrtenShape + FlyShape (包括免费更新); 根据实际需求定义您想在一年内修型的 STL 文件数量 (50、200、500 个文件 ...), 并选择最适合您的报价。		
	一年内最多能输出的修形文件 (STL 格式) 数量		50 个
			200 个
			500 个
ORTEN POWER	奥腾强大型: 5 年使用期限, 使用期间内所有更新和培训免费, 使用期间内无导出数量限制。		
	Orten3DCam (第一证书, 5 年期限)		
	Flyshape (iOS 和 PC, 5 年期限)		
	Ortenshape (第一证书, 5 年期限)		
ORTEN INVEST	奥腾永久型: 软件无时间、导出数量限制, 可以永久使用; 拥有浮动证书, 可以在不同电脑 (不同时间) 登陆。		
	OrtenShape 专用修型软件 (包括 2 年免费更新)		
	Orten3DCam 专用扫描软件		
	Flyshape (iOS 和 PC) 扫描仪上迅速修型软件 (包括 2 年免费更新)		
	OrtenShape 修型软件 + Flyshape 迅速修型软件 (2 年免费更新) + Orten3DCam		

产品编号	产品名称	规格	图片
iPad Pro + Structure Sensor	iPad Pro 10.5 寸 + Structure Sensor Mark II 扫描仪	3D 扫描系统便于携带，可与手机、PAD 进行连接，方便假肢矫形器技师上门为患者提供服务；扫描重量：250g	
PEEL 2	专业级手持式 3D 扫描，带所有配件的完整套件 + 软件 + 1 年质保	精度度 0.25mm， 测量分辨率 0.5mm， 测量速度 550000 次 / 秒	
OrtenMake Classic 8B01	假肢矫形器行业专用 3 轴铣床 OrtenMake Classic	尺寸 (mm): 宽 1810 x 深 893 x 高 2322; 旋转轴最大可切削体积为: 长 1200 mm、直径 600 mm; 功率: 3.3 kW 转速: 18,000 转 / 分钟; 最大切削速度 200 mm/ 秒; 功率: 4800w, 22A, 50Hz, 230V (单相)	
OrtenMake Classic Complete 8B02	假肢矫形器行业专用铣床 OrtenMake Classic Complete (3 轴 + 横轴)	尺寸 (mm): 宽 22200 x 深 1555 x 高 2485; 旋转轴最大可切削体积为: 长 1200 mm、直径 600 mm; 功率: 4.8 kW 转速: 18,000 转 / 分钟; 最大切削速度 200 mm/ 秒; 功率: 5450w, 22A, 50Hz, 400V (3 相)	
OrtenMake Classic Premium 8B03	假肢矫形器行业专用 4 轴铣床 OrtenMake Classic Complete	尺寸 (mm): 宽 2070 x 深 2300 x 高 2440; 旋转轴最大可切削体积为: 长 1000 mm、直径 800 mm; 功率: 3.3 kW 转速: 18,000 转 / 分钟; 最大切削速度 200 mm/ 秒; 功率: 5700w, 22A, 50Hz, 400V (3 相)	
ORTIS ESSENTIAL 7 轴机器臂	7 轴机器臂 (小规模车间)	ABB 6 轴, 腕部有效载荷 6Kg, 表面积约 800mm, 旋转台, 铝制表面积为 600x600mm, 60 转 / 分, 系统的体积尺寸为 1700 x 1500mm	
ORTIS PRO 7 轴机器臂	7 轴机器臂 (中规模车间)	ABB, 6 轴, 腕部有效载荷 20Kg, 工作区域 1600mm, 700 x 700mm 铝制工作板, 60 转 / 分 激光校准, 工作容积, 砌块最大尺寸为 700x700x1200mm	




产品编号	产品名称	规格	图片
ORTIS ENTERPRISE 7 轴机器臂	7 轴机器臂（大规模车间）	ABB, 6 轴, 腕上有效载 荷 40–60Kg, 工作区域 2000– 2500mm, 700 × 700mm 铝制工 作板, 60 转 / 分, 工作容积 砌块最大尺寸为 1200x1200x1800mm"	
设备与工具			
打磨机			
MTF150	吸尘变速打磨一体机	转速在 750–3000 转 / 分钟; 宽 1450 x 长 810 x 高 2240mm	
MTF50/FU	吸尘装置变速打磨机	转速在 750–3000 转 / 分钟; 宽 505 x 长 655 x 高 1560mm	
MTF 200 HV	单速落地打磨机	转速在 750–3000 转 / 分钟; 宽 510 x 长 820 x 高 1400mm	
MTF 100 HV	落地式变速打磨机	转速在 750–3000 转 / 分钟; 宽 600 x 长 820 x 高 1560mm	
MTF TISCH	桌面式变速打磨机	转速在 750–3000 转 / 分钟; 宽 340 x 长 660 x 高 280mm	
T2500/50	单速台式打磨机	高 56cm; 工作范围: 15–22cm 28200 转 / 分钟 重量 11.3Kg	

产品编号	产品名称	规格	图片
T2600/50	变速台式打磨机	高 56cm; 工作范围: 15-22cm 0 到 28200 转 / 分钟 重量: 12.7Kg	
PODO 20	带风扇和尘袋的小型台式打磨机	转速在 3000 转 / 分钟; 宽 430 x 长 360 x 高 400mm	
PODO 30	带风扇和尘袋的小型台式打磨机	转速在 3000 转 / 分钟; 宽 850 x 长 260 x 高 460mm	
打磨头、砂套			
6054347200	砂辊套 $\Phi 72.5\text{mm}$	长 200mm	
6054324700	打磨头 $\Phi 45$	长 70mm、连接口径 19mm	
6051100120	毡磨头 $\Phi 200$	长 50 毫米、连接口径 16 毫米	
6050330113	铣头 $\Phi 35\text{mm}$	长 55mm、M16	
6050330513	铣头 $\Phi 30\text{mm}$	长 55mm、M16	
6050330750	海绵专用磨头 $\Phi 70\text{mm}$	长 135mm、5/8"	
平面磨与钻床			
MBB 300	平面磨床	功率 400/50/3.0 V/Hz/kW 宽 600 x 长 1200 x 高 1300mm	
MTA 50/P	平面磨 - 砂轮一体机	功率 400/50/1.8 V/Hz/kW 转速: 1450-2800 转 / 分钟; 宽 1000 x 长 600 x 高 1850mm	



产品编号	产品名称	规格	图片
MBS 35	带锯床	功率 230 或 400V/50Hz/1.9kW 锯切速度 408-905 米 / 分钟	
SBM 28	紧凑型台式钻床	功率 230V; 宽 434x 长 665x 高 998mm 轴转速 100-5950 转数 / 分不间断 钻台可 360° 旋转	
TBM 24	紧凑型台式钻床	功率 230V; 钻头进深 105mm; 钻台 宽 340x 深 360 mm; 轴转速 95-6000 转数 / 分不间断 钻台可 360° 旋转	
除尘设备			
MOBIL 120	紧凑型可移动吸尘装置	宽 1178x 长 650x 高 1973mm; 洗尘体积 1140m ³ / 小时	
MOBILJET 160	可移动吸尘装置	宽 1688x 长 830x 高 2050mm; 额定排量 1448m ³ / 小时; 集尘容量 240L	
MAS 2300	中央吸尘装置	宽 2300x 长 750x 高 2400mm; 额定排量 1448m ³ / 小时; 集尘容量 460L; 集尘箱数量: 2 个	
红外烘箱			
IR-800/3	红外烘箱	采用石英红外管和光学温度测量系统相结合的方式测量材料表面; 外尺寸: 宽 900x 深 700x890mm; 温度 <250° C	

产品编号	产品名称	规格	图片
IR1000 T	红外烘箱	带有光学温度测量和调节控制系统； 包外尺寸：宽 x 长 x 高 1270x920x455mm	
IR-1000/3	红外烘箱	带有光学温度测量和调节控制系统； 外尺寸： 宽 1320x 长 970x 高 1420mm	
IR-1303	红外烘箱	带有光学温度测量和调节控制系统； 24 个红外石英管； 外尺寸： 宽 1595 x 长 1770x 高 400mm	
抽真空设备			
PROTHERMO	PROTHERMO 板材成型 专用真空设备	42 升 / 分钟，33m/ 帕 抽气率 (m ³ /h): 2 最大负压 -0,4 帕	
227006	便携式无油真空泵 排气量	0,11 立方米 / 分钟； 抽真空调节范围：10-90kPa	
V25/25	可移动真空系统	大容量抽真空系统， 25m ³ / 小时的吸气； 宽 700x 长 570x 高 910mm；	
VACUMAT PLUS	数显台式真空泵	大容量抽真空系统， 15m ³ / 小时的吸气	
VACU 60 LS	台式真空鞋垫成型机	铝合金材质； 自带真空泵； 宽 670x 深 690x 高 310mm； 6m ³ / 小时的吸气	



产品编号	产品名称	规格	图片
TZS 1 PRO	立式升降油水分离泵	立式升降; 工作高度 910-1110 mm; 真空脚踏阀门	
TZR 2	双工位油水分离泵	双工位油水分离泵; 工位之间的距离为 1000 mm	
TZM 3	多功能立式真空系统	3 工位工作夹具; 宽 1390x 长 550x 高 1050mm	
1300-3H	多工位抽真空工作台（扇式）	尺寸: 1850x1850x2100mm 带 3 工位的真空夹具; 3 个铝合金吸气罩; 用于连接中央真空泵的 3 个可调节分泵装置	
GAP 1890ZH/W	双工位抽真空工作台（横式）	尺寸: 1260x770x2100mm 带 2 工位的真空夹具; 2 个铝合金吸气罩; 连接中央真空泵的放置装置	
车间工具			
5G420	切割台（含 50 块支撑柱模块）	在平整的台面上使切割更容易、更安全; 长 x 宽: 100x200mm	
5G421	50 块支撑柱模块	在平整的台面上使切割更容易、更安全	
W602160	恒温水箱	恒温调节范围: 0-95° 宽 675x 长 470x 高 240mm	

产品编号	产品名称	规格	图片
AM2521000	长臂片皮机	手摇式	
AM2522000	铆钉器	(不包括配件)	
5U133	KEVLAR 手套	L 号	
5U134	KEVLAR 手套	M 号	