




1A920

田径型

田径跑步专用碳纤储能脚



[产品说明]

专为跑步而设计，可以用于在室内或室外慢跑或跑步。
兼具灵活性，舒适性和安全性。

[主要特点]

- 有六种不同颜色可选
- 碳板由复合材料制成，重量轻、结实、具有高耐久性
- C型碳板设计，使脚板具有很好的储能 / 释能效果
- 底部碳板具有最佳的曲率，确保了奔跑时着地的稳定性和舒适性
- 足底板带有结实耐用的轮胎材料，耐磨且抓地力强

[技术参数]

- * 最大承重：110 公斤
- * 重 量：930 克
- * 结构高度：22 厘米

