

[产品说明]

这是一款专门为中等活动水平的截肢者而设计的脚板。这类人群需要的不是慢走，而是以不同的步速行走，因而要给脚板注入不同的动能。测试表明，这一级别的截肢者在行走过程中，需要支撑中期更加稳定。因此，我们将这款脚板设计成独特的弹性龙骨，从而获得更好的控制性和稳定性。它不仅具有良好的内/外翻功能，而且在支撑期能够有前/后跟随性，这归功于足趾分叉和弹性龙骨设计。在整个支撑期，脚板能够流畅地从足跟触地后向支撑中期过渡，且具有稳定性。

[主要特点]

- 适用于多数大、小腿截肢者
- 独特的弹性龙骨和多轴结构
- 弹性、减震设计
- 流线型设计（圆辊型）使步态更自然
- 舒适性和稳定性源自于其柔和的动态设计
- 结构简单

[技术参数]

- * 最大承重：125 公斤
- * 脚板尺寸：22-30 厘米
- * 重 量：350 克（24 号脚板）
- * 结构高度：9 厘米

