

[产品说明]

这是一款能够带来极大舒适感的脚板。独特的三层弹性板设计具有完美衔接的特点，将从足跟触地到足趾蹬离这一行走过程流畅、稳定地向前推进。

波形脚的最主要特点是“一体弹性板”结构，既以柔和的方式释放能量达到舒适感，同时又具有碳纤复合脚板应有的动态响应。这一新颖的“弹性板”设计通过其强大的减震和足跟触地时的跖屈功能带来非凡的稳定性。



[主要特点]

- 新颖的三层弹性板设计和紧凑的结构
- 独特的波形弹性板技术
- 渐进式动态响应
- 足跟缓冲块的硬度更换简便
- 较好的减震效果和滚动性能

[技术参数]

- * 最大承重：150 公斤
- * 脚板尺寸：22-30 厘米
- * 重 量：350 克（25 号脚板）
- * 结构高度：10 厘米