

紧凑型四连杆膝关节 Compact 4-axis knees



1M112

- 专门为体重小于45公斤的儿童设计，穿戴此关节可以行走自如。
- **Designed for children up to 45 kg, this knee provides a free walk.**

型号								
1M112	2-3	45公斤	325克	铝+钛	165°	11毫米	1K160, 1K03, 1K30, 1K40...	Ø22毫米

- 支撑期安全稳定
- 接受腔内外旋调节 ($\pm 15^\circ$)
- 摩擦调节
- 助伸调节
- 后连接轴为钛合金材料
- Stance phase safety
- Socket rotation adjustment ($\pm 15^\circ$)
- Friction adjustment
- Extension assist adjustment
- Titanium rear linkage



1M113

- 紧凑、轻巧的四连杆膝关节专门为女性和青少年设计；
- 体积小、功效高。
- **This very compact and light 4-axis knee has been designed for women and teenagers.**
- **Less visible and more efficient.**

型号								
1M113	2-3	80公斤	340克	铝+钛	165°	11毫米	1K160, 1K03, 1K30, 1K40...	Ø30毫米

- 支撑期安全稳定
- 接受腔内外旋调节 ($\pm 15^\circ$)
- 摩擦调节
- 助伸调节
- 后连接轴为钛合金材料
- Stance phase safety
- Socket rotation adjustment ($\pm 15^\circ$)
- Friction adjustment
- Extension assist adjustment
- Titanium rear linkage



海绵外套

- 制作简捷
- 高质量

Cosmetic


- **Ease of manufacture**
- **Quality**

膝关节 Knee	一体海绵 1-part	二元海绵/2-part	
		海绵/Shin	连接罩/Cap
1M112	1G13	1G22	1M12194
1M113	1G13	1G32	1M12194

紧凑型四连杆膝关节 Compact 4-axis knees



1M112



1M113

