




1P650

滑行和骑行运动专用气压膝关节



Easy Ride 膝关节适合从事运动的患者。由运动员参与研发，经过精心设计，同时始终牢记这些患者的具体需求。

- 得益于其气动减震器，它特别适用于冲浪，单板滑雪，公路自行车，山地自行车，滑板。根据所进行的活动，患者可以自如地调整膝关节的状态。
- 防腐蚀，可在极端的条件下使用。它可以在 -25°C 至 $+40^{\circ}\text{C}$ 的温度范围内工作。



调整和技术要点


骑车位置

预屈：12 范围：50

预屈：0
范围：130，通过风口

包装内容：

- 1 个膝关节 1P650
- 1 个气泵
- 2 把梅花扳手
- 1 针驱动器
- 2 个螺丝 M6x14 使用说明



- 1 调整压缩速度
- 2 调整结束压缩速度
- 3 扩展架返回速度的调整

型号	重量	材料	近端 / 远端连接	位置	屈曲	屈曲	TH	BH	H
IP650	1200 g	航空合金	四棱台	滑板运动	12	50	257 毫米	227 毫米	38 毫米
				骑自行车	0	130	260 毫米	230 毫米	38 毫米

推荐脚

