

# 高地、高地加强版

- 该脚板完美的将稳定性和运动性融合在一起
- 更适合于大腿截肢的患者
- 分体式龙骨设计提供了极好的内 / 外翻功能
- 高地加强版最大承重达226公斤
- 高地标准版最大承重为166公斤



Split Toe  
普通分趾



Sandal Toe  
人字分趾

Highlander (FS3)



每一天

## 产品型号: FS3

尺寸: 22-31厘米


22-28厘米可提供人字分趾

最大承重: 166公斤

加强版: 226公斤 (需定制, 20天左右交货)

跟高: 10毫米

保修: 脚板36个月 (脚套6个月)



### 结构高度与重量

尺寸 (厘米)	结构高度 (毫米)	重量 (克)
22-25	98	470
26-28	108	590
29-31	121	750

### 级别选择

体重 (公斤)	活动水平与对应级别		
	低	中等	高
41-52	1	1	2
53-59	1	2	3
60-68	2	3	4
69-77	3	4	5
78-88	4	5	6
89-100	5	6	7
101-116	6	7	8
117-125	7	8	9
131-147	8	9	10
148-166	9	10	11
167-190	10		
191-218	11		
219-227	12		

### 配件

- 34毫米组件套件: (一根一体化腿管、一个管接头、一个四爪)
- 鞋拔子
- 消音袜
- 止动限位块

### 完整的脚板编号

FS3--A-

型号  
00 (普通版)  
HS (加强版)

脚芯

级别  
01-09  
10-12

尺寸  
22-31

普通分趾或人字分趾  
RU-普通分趾  
SR-人字分趾右脚  
SL-人字分趾左脚

### 完整的脚套型号

FTC--4-

第2或第3代

高度  
M-正常  
H-高帮

踝罩  
0-有  
1-无

尺寸  
22-31  
厘米

颜色  
L-浅肤色  
M-肤色  
D-黑色

分趾  
R-普通分趾  
L-左脚  
L-人字分趾  
R-右脚

脚套

与我们联系



宝泰欧 (北京) 假肢矫形器商业有限责任公司

地址: 北京市朝阳区管庄1号北岛写字楼1层

电话: 010 6547 6760

传真: 010 6547 6769

网址: www.proteor.com.cn

