


太平洋、太平洋LP

舒适和耐久性的完美平衡

- 其低外形设计和超低的结构高度，使其适合长残肢小腿患者；
- LP的结构高度小于5cm；
- 重量轻，经久耐用；
- 四棱台位于脚套中，简化装饰过程；
- 最大承重166公斤。



Pacifica (FS2)



Split Toe
普通分趾



Pacifica LP (FS4)



Sandal Toe
人字分趾



每一天

产品型号：太平洋-FS2； 太平洋LP-FS4

尺寸：太平洋：22-28厘米；
太平洋LP：22-31厘米；
24-28厘米 可提供人字分趾

最大承重：166公斤

跟高：10毫米

保修：脚板36个月
(脚套6个月)


结构高度与重量

| | 尺寸 (厘米) | 结构高度 (毫米) | 重量 (克) |
|-------|---------|-----------|--------|
| 太平洋 | 22-25 | 59 | 485 |
| | 26-28 | 61 | 610 |
| | 29-31 | 63 | 720 |
| 太平洋LP | 22-25 | 47 | 465 |
| | 26-28 | 50 | 570 |
| | 29-31 | 60 | 760 |

产品重量包括脚套

级别选择

| 体重 (公斤) | 活动水平与对应级别 | | |
|---------|-----------|----|---|
| | 低 | 中等 | 高 |
| 41-52 | 1 | 1 | 2 |
| 53-59 | 1 | 2 | 3 |
| 60-68 | 2 | 3 | 4 |
| 69-77 | 3 | 4 | 5 |
| 78-88 | 4 | 5 | 6 |
| 89-100 | 5 | 6 | 7 |
| 101-116 | 6 | 7 | 8 |
| 117-125 | 7 | 8 | 9 |
| 131-147 | 8 | 9 | |
| 148-166 | 9 | | |



配件：

- 鞋拔子
- 消音袜
- 止动限位块

完整的脚板编号

| | | | |
|------------------|-------|------------|------------------------|
| 产品型号 | 级别 | 尺寸 | 普通分趾或人字分趾 |
| FS2(Pacifica) | (1-9) | 24-31(FS2) | RU-普通分趾 |
| FS4(Pacifica LP) | | 22-31(FS4) | SR-人字分趾右脚 SL-人字分趾左脚 |

脚芯

完整的脚套型号

| | | | | | |
|--------|--------------|------------|-------------|-----------------------|----------------------------|
| 第2或第3代 | 高度 | 踝罩 | 尺寸 | 颜色 | 分趾 |
| | M-正常 H-高帮 | 0-有 1-无 | 22-31 厘米 | L-浅肤色 M-肤色 D-黑色 | R-普通分趾 L-左脚 L-人字分趾 R-右脚 |

脚套

与我们联系



宝泰欧 (北京) 假肢矫形器商业有限责任公司

地址：北京市朝阳区管庄1号北岛写字楼1层

电话：010 6547 6760

传真：010 6547 6769

网址：www.proteor.com.cn

