



## 假肢矫形器专用修型软件

无与伦比的一体化专业软件，可以让您设计所有本行业相关的产品。

### 无限制

基于Ortenshape 模型是一个完整的，让您设计模型时没有任何限制。您拥有所有传统石膏修型时的必要工具。

### 范围广

1个单一的软件，完美的适应到各种矫形器、假肢，包括：AK/BK、AFO/KAFO、躯干矫形器、腿部矫形器、坐姿椅、站立架，并可进行设计及3D打印。

### 效率高

使用Orten云来进行即时交换文件给您的同事。我们优化了贵公司内部的业务流程通过节省时间，使其变的简单。



### 技术优势

- 创建和保存您自己的模板和边缘线
- 打开和导出标准文件 (stl, obj, ...) 兼容Windows 7、8、10 和11
- 可用语言：汉语、法语、英语、西班牙语、德语、汉语、意大利语、葡萄牙语
- 不拆分出售，功能完整，一套软件即可获得所有功能
- 使用直角坐标系 (x、y、z) 而不是圆柱形处理方式，可以直接操作3D原始文件，保留信息的准确度
- 在同一界面可导入多种数据模型，并可分别调整、合并等，为Ortenshape独有



# orten

## SHAPE

orten  
SHAPE



新的




打开



导入电子邮箱



最近的



## 无限制设计

前臂假肢、上臂假肢、大腿假肢、足部假肢、头盔/头部矫形器、颈托、脊柱矫形器、坐姿椅、站立架、上肢矫形器、AFO、KAFO 等等。