



宝泰欧(北京)假肢矫形器商业有限责任公司
中国·北京市朝阳区管庄1号北岛写字楼 邮政编码: 100024
电话: +86(0)10 6547 6760
传真: +86(0)10 6547 6769
www.proteor.com.cn



Exalto®
ENTHUSIASM EVERY DAY
BASELINE



F13 艾乐 碳纤储能脚板

专为低到中等活动水平患者设计，
极大的满足此类患者对日常生活的
安全及舒服性的要求。




www.proteor.com.cn

Exalto[®]

ENTHUSIASM EVERY DAY



重量轻、外形优化设计、结构高度低，适用于
体重达到166公斤的患者。




全碳板分趾设计，提供极好的内外翻功能，
同时具有很高的稳定性和舒适性。



耐海水和氯水。



其全碳板分趾设计可适应
各种不平整地形。



Exalto[®]

ENTHUSIASM EVERY DAY



F13-00_ A_ -RU

级别 01-09 | 尺寸 22-31

尺寸 (cm)	跟高	结构高度	重量
22 to 25	10 mm	98 mm	440 g
26 to 28		110 mm	540 g
29 to 31		118 mm	700 g

产品重量包括消音袜和脚套。

体重、活动等级对应脚板级别参考

体重 (kg)	44-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-130	131-147	148-166
低	01	01	02	03	04	05	06	07	08	09
中等	01	02	03	04	05	06	07	08	09	-

根据经验，对于体重/活动水平处于对应表极限的患者，建议加大一个级别。

FTC-3M-0_ 4R_

尺寸 22-31 | 颜色 L-肤色, M-咖色, D-黑色 | 左右 L-左, R-右



消音袜	型号
22 à 25	S0-NPS-20030-00
26 à 28	S0-NPS-20035-00
29 à 31	S0-NPS-20040-00

止动块	型号
	KIT-00-1148U-0